


● Data: 01/05/2017

Consumabili per Cromatografia liquida



Tubi e raccordi

Tubi in Peek, 1/16" x 5'

Colore	naturale D.I. 0,00025"	TR-UP-1560
	nero D.I. 0,004"	TR-UP-1561
	rosso D.I. 0,005"	TR-UP-1535
	porpora D.I. 0,006"	TR-UP-1562
	giallo D.I. 0,007"	TR-UP-1536
	naturale D.I. 0,01"	TR-UP-1531
	blu D.I. 0,01"	TR-UP-1531B
	grigio D.I. 0,015"	TR-UP-1565
	arancio D.I. 0,020"	TR-UP-1532
	verde D.I. 0,030"	TR-UP-1533
	naturale D.I. 0,040"	TR-UP-1538
	naturale D.I. 0,055"	TR-UP-1537



Tubi in Peek, 1/8" x 5'

naturale D.I. 0,062"	TR-UP-1534
natural D.I. 0,08"	TR-UP-1544

Capillari in Peek completi di connettori

2ul	TR-UP-1800
5ul	TR-UP-1801
10ul	TR-UP-1802
20ul	TR-UP-1803
50ul	TR-UP-1805
100ul	TR-UP-1810
150ul	TR-UP-1811
200ul	TR-UP-1812
250ul	TR-UP-1814
500ul	TR-UP-1815
1ml	TR-UP-1820
2ml	TR-UP-1821
5ml	TR-UP-1822
10ml	TR-UP-1825
20ml	TR-UP-18264




Tagliatubi

Per tubi da 1/16" e 1/8"	TR-UP-A-327
Lame di ricambio, 5 pezzi	TR-UP-A-328



Connettori manuali in Peek da 1/16" 10-32

Connettore con ferrula intergrata, 10 pezzi	TR-UP-F-120
Connettore lungo con verrula integrata, 10 pezzi	TR-UP-F-130
Connettore + ferrula, 10 pezzi	TR-UP-F-331
Connettore lungo + ferrula, 10 pezzi	TR-UP-F-330
Ferrule, 10 pezzi	TR-UP-F-142



Filtri per solventi HPLC



Filtro da 10um per solventi per tubo da 1/8"
Cod. UP-A-220

Filtro da 10um per solventi per tubo da 1/8", set di 5 pz
Cod. UP-A-221

Filtro da 2um per solventi per tubo da 1/8"
Cod. UP-A-222

Filtro da 2um per solventi per tubo da 1/8", set di 5 pz
Cod. UP-A-223

Filtro da 10um per solventi per tubo da 1/16"
Cod. UP-A-302

Filtro da 10um per solventi per tubo da 1/8" senza flangia
Cod. UP-A-302A

Filtro da 20um per solventi per tubo da 3/16" (Waters)
Cod. UP-A-231A

Filtro da 10um per solventi per tubo da 1/8" (Waters)
Cod. UP-A-310

Filtro da 20um per solventi per tubo da 1/8" (Preparativa)
Cod. UP-A-225A

Filtro da 20um per solventi per tubo da 1/4" (Preparativa)
Cod. UP-A-230A

Il codice UP-A-220 non include il raccordo UP-P-100


Fingertight con ferrula integrata per tubo da 1/8" in Kel-F
Cod. UP-P-100

Fingertight in Delrin per tubo da 1/8", set di 10 pz
Cod. UP-P-301x (302A)


Ferrula in Tefzel per tubo da 1/8", set di 10 pz
Cod. UP-P-300x (302A)

Fingertight in Tefzel per tubo da 1/8"
Cod. UP-P-315 (225A)

Filtri per solventi HPLC



Ferrula in Tefzel naturale per tubo da 1/8", set di 10 pz
Cod. UP-P-300Nx (225A)



Fingertight in PEEK per tubo da 1/4", set di 10 pz
Cod. UP-U-655x (230A)



Ferrula in Tefzel per tubo da 1/4", set di 10 pz
Cod. UP-U-650x (230A)

Altri tipi di filtri sono disponibili su richiesta

Statori e Rotori per Valvole Rheodyne



Rotori in Vespel

Cat.No	Valvola	Materiale
RH-7010-039	7010,7000,7040	Vespel
RH-7030-003	7030	Vespel
RH-7060-070	7060,7066	Vespel
RH-7125-047	7125,7725	Vespel
RH-7410-038	7410	Vespel
RH-7413-013	7413	Vespel
RH-8125-038	8125	Vespel

Rotori in Tefzel

Cat.No	Valvola	Materiale
RH-7010-071	7010,7010-087,7000,7040	Tefzel
RH-7030-015	7030	Tefzel
RH-7060-074	7060,7066,9060	Tefzel
RH-7125-079	7125,7125-081,7725	Tefzel
RH-7410-075	7410	Tefzel
RH-8125-097	8125	Tefzel
RH-9010-051	9010	Tefzel
RH-9125-082	9125,9725	Tefzel

Rotori in Peek

Cat.No	Valvola	Materiale
RH-3030-005	3030,3030-038	Peek
RH-3060-001	3060,3060-038	Peek
RH-3710-008	3000,3000-038,3710,3710-038	Peek
RH-3725-018	3725,3725-038	Peek
RH-7610-011	7610-400,7610-600	Peek

Statori e Rotori per Valvole Rheodyne

Statori

Cat.No	Valvola
RH-3060-009	3060
RH-3725-006	3725,3710-038,3000-038
RH-3725-085	3725-038,3710-038,3000-038,3030-038
RH-7010-040	7010,7125,7000,7030,7040
RH-7010-066	7125-081,7010-087
RH-7060-039	7060,7066
RH-7410-041	7410,7413
RH-7610-048	7610-600
RH-7725-010	7725
RH-8125-098	8125
RH-9060-016	9060
RH-9125-043	9125,9010,9030,9725

Tappi di sicurezza GL 45 per bottiglie



Cat.No	Description
SCA-107019	Safety Cap I, GL 45 1 porta per tubo da 3.2mm (1/8")
SCA-107909	Safety Cap II, GL 45 2 porte per tubo da 3.2mm (1/8")
SCA-107910	Safety Cap III, GL 45 3 porte per tubo da 3.2mm (1/8")

Bottiglie GL 45 per HPLC



Bottiglie chiare complete di tappo

Cat.No	Volume	Cat.No. con pellicola protettiva
SCA-501117	250 ml	SCA-101994
SCA-501116	500 ml	SCA-101995
SCA-501113	1000 ml	SCA-101996
SCA-501118	2000 ml	SCA-101997
SCA-501125	5000 ml	SCA-101998



Bottiglie ambra complete di tappo

Cat.No	Volume
SCA-501121	250 ml
SCA-501120	500 ml
SCA-501119	1000 ml

Kit e loop per Valvole Rheodyne



RheBuild Kit Modello

RH-3725-999	3725, 3725i, 3725-038, 3735i-038
RH-7010-996	Kit di conversione completo di Statore per 7010
RH-7010-997	7010 Completo di Statore
RH-7010-999	7010 and 7010
RH-7125-999	7125,7126
RH-7410-999	7410
RH-7520-999	7520,7526
RH-7725-999	7725,7725i
RH-8125-999	8125,8126
RH-9010-999	9010
RH-9125-999	9125,9126
RH-9725-999	9725,9725i

Loop in acciaio per Valvole 7125 and 7010 (Da non usarsi sulla Valvola 7725)

Cat.No.	Volume	Tubi
RH-7020	5 µL Loop	0,18 mm (0,007")ID x 1/16" OD
RH-7021	10 µL Loop	0,30 mm (0,012")ID x 1/16" OD
RH-7022	20 µL Loop	0,51mm (0,020")ID x 1/16" OD
RH-7023	50 µL Loop	0,51 mm (0,020")ID x 1/16" OD
RH-7024	100 µL Loop	0,51 mm (0,020")ID x 1/16" OD
RH-7025	200 µL Loop	0,76 mm (0,030")ID x 1/16" OD
RH-7026	500 µL Loop	0,76 mm (0,030")ID x 1/16" OD
RH-7027	1000 µL Loop	0,76 mm (0,030")ID x 1/16" OD
RH-7028	2000 µL Loop	1 mm (0,040")ID x 1/16" OD
RH-7029	5000 µL Loop	1 mm (0,040")ID x 1/16" OD
RH-1876	10000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD
RH-1877	20000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD

Loop in acciaio per Valvole 3725-038 and 3725i-038

Cat.No.	Volume	Tubi
RH-3065-018	2000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD
RH-3065-019	5000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD
RH-3065-023	10000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD
RH-3065-025	20000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD

Loop in acciaio per Valvole 7725 and 7725i (Da non usarsi sulla Valvola 7125)

Cat.No.	Volume	Tubi
RH-7755-020	5 µL Loop	0,18 mm (0,007")ID x 1/16" OD
RH-7755-021	10 µL Loop	0,30 mm (0,012")ID x 1/16" OD
RH-7755-022	20 µL Loop	0,30mm (0,012")ID x 1/16" OD
RH-7755-023	50 µL Loop	0,51 mm (0,020")ID x 1/16" OD
RH-7755-024	100 µL Loop	0,51 mm (0,020")ID x 1/16" OD
RH-7755-025	200 µL Loop	0,76 mm (0,030")ID x 1/16" OD

Kit e loop per Valvole Rheodyne

Loop in acciaio per Valvole 7725 e 7725i (Da non usarsi sulla Valvola 7125)

Cat.No.	Volume	Tubi
RH-7755-026	500 µL Loop	0,76 mm (0,030")ID x 1/16" OD
RH-7755-027	1000 µL Loop	0,76 mm (0,030")ID x 1/16" OD
RH-7755-028	2000 µL Loop	1 mm (0,040")ID x 1/16" OD
RH-7755-029	5000 µL Loop	1 mm (0,040")ID x 1/16" OD
RH-1876	10000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD
RH-1877	20000 µL Loop	2 mm (0,080")ID x 1/8" OD

Loop in acciaio per Valvole 8125 e 7010 (Per vol. >50 µl utilizzare RH-7755-029)

Cat.No. 1	Volume	Tubi
RH-8020	5 µL Loop	0,2 mm (0,008")ID x 1/16" OD
RH-8021	10 µL Loop	0,2 mm (0,008")ID x 1/16" OD
RH-8022	20 µL Loop	0,25 mm (0,010")ID x 0,020" OD
RH-8023	50 µL Loop	0,3 mm (0,012")ID x 1/16" OD



Loop in PEEK per Valvole 3725 e 3725i

Cat.No.	Volume	Tubi
RH-3055-018	2000 µL Loop	1,6 mm(0,062")ID x 1/8" OD
RH-3055-019	5000 µL Loop	1,6 mm(0,062")ID x 1/8" OD
RH-3055-023	10000 µL Loop	2 mm(0,080")ID x 1/8" OD
RH-3055-025	20000 µL Loop	2 mm(0,080")ID x 1/8" OD

Loop in PEEK per Valvole 9725 e 9010

Cat.No.	Volume	Tubi
RH-7755-015	2 µl Loop	Internal Loop
RH-9055-020	5 µL Loop	0,18 mm(0,007")ID x 1/16" OD
RH-9055-021	10 µL Loop	0,25 mm(0,010")ID x 1/16" OD
RH-9055-022	20 µL Loop	0,25 mm(0,010")ID x 1/16" OD
RH-9055-023	50 µL Loop	0,51 mm(0,020")ID x 1/16" OD
RH-9055-024	100 µL Loop	0,51 mm(0,020")ID x 1/16" OD
RH-9055-025	200 µL Loop	0,51 mm(0,020")ID x 1/16" OD
RH-9055-026	500 µL Loop	0,76 mm(0,030")ID x 1/16" OD
RH-9055-027	1000 µL Loop	0,76 mm(0,030")ID x 1/16" OD
RH-9055-028	2000 µL Loop	0,76 mm(0,030")ID x 1/16" OD
RH-9055-029	5000 µL Loop	0,76 mm(0,030")ID x 1/16" OD
RH-9055-033	10000 µL Loop	0,76 mm(0,030")ID x 1/16" OD

Loop in PEEK per Valvole 7725 and 7725i

Cat.No.	Volume	Tubi
RH-7755-015	2 µl	Loop Internal Loop